



Click & Drink Premium

L'eau de votre robinet purifiée par osmose inverse pour une eau plus pure, sans bouteille plastique



PFAS Secure*



* Secure = Protection. L'analyse des échantillons a été réalisée par le laboratoire IANESCO, accrédité COFRAC, conformément à la directive EDCH sur les 20 PFAS réglementés. Nos filtres Culligan neufs affichent une performance d'adsorption entre 97,5% et 99,5%.

Click & Drink Premium, une eau plus pure

Le Click & Drink Premium élimine les traces de polluants* et ne laisse passer que la molécule d'eau (H₂O) ainsi que quelques minéraux.

L'eau osmosée est idéale pour boire et cuisiner, elle préserve les saveurs et le goût de vos boissons et de vos aliments.

Click & Drink Premium, 3 niveaux de filtration :

- Filtre à particules 5 microns : retient les matières en suspension et les particules
- Filtre à charbon actif : réduit les PFAS ainsi que le chlore, supprime les mauvaises odeurs et les mauvais goûts et protège la membrane d'osmose inverse
- Osmose inverse : retient nitrates, pesticides, résidus médicamenteux et métaux lourds.

Les performances de rétention ont été contrôlées et certifiées par des laboratoires indépendants.

Le Premium élimine

Pesticides

99%

Nitrates

86,4%

PFAS

97,5%

Chlore

97%



Click & Drink Premium, une eau purifiée sans bouteilles plastiques

Finis l'achat, le transport et le stockage des bouteilles plastiques à usage unique. Avec le Click & Drink Premium protégez la planète.

Avec le bouton Click & Drink, une eau plus pure, en un clic


Il vous suffit d'appuyer sur le Click & Drink pour que votre robinet délivre de l'eau filtrée.

Le bouton Click & Drink vous permet également de contrôler la durée de vie de votre filtre.

* L'eau du robinet est consommable et conforme aux normes de potabilité, mais elle peut contenir des éléments indésirables.

Spécifications techniques

Dimensions



Caractéristiques

Méthode de filtration	Osmose inverse
Dimensions des filtres (H x L x P)	40 x 35 x 11 cm
Dimensions de la bonbonne (hauteur / diamètre)	43 cm / 24 cm
Débit instantané de l'eau sortant du charbon actif de l'appareil (bonbonne 5 l à 0,4 bars)	De 2,8 à 3,5 litres par minute
Réglage sur eau adoucie	1 litre produit / 2 à 3 litres d'eau de rinçage

Maintenance

Il est nécessaire d'entretenir régulièrement votre osmoseur Culligan. C'est pourquoi Culligan propose des contrats d'entretien, notamment pour optimiser l'efficacité et la durée de vie de votre osmoseur. La qualité de l'eau, c'est aussi la qualité du Service.



L'e purificateur Premium bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire, délivrée par un laboratoire indépendant, habilité par la Direction de la Santé

Des performances de filtration testées et certifiées par deux laboratoires indépendants

	Eau du réseau avec contaminants (µg/l)	Valeurs cibles Culligan	% de réduction
Aluminium (métal)	800	>90%	99,4
Bentazone (herbicide)	2	>80%	98,8
Simazine (herbicide)	2	>80%	98,8
Atrazine (pesticide)	2	>80%	98,8
Métolachlore (pesticide)	2	>80%	98,8
HCH, Gamma – Lindane (insecticide)	2	>80%	99,0
Carbamazépine (médicament antiépileptique)	1,4	>80%	99,6
Estrone (hormone oestrogène)	0,14	>80%	95,0
Ibuprofène (médicament analgésique)	0,4	>80%	92,9
Naproxène (médicament anti-inflammatoire)	0,14	>80%	92,9

	Témoin initial µg/l	Click&Drink Premium	% de rétention
1	PFBA (acide perfluorobutanoïque)	< 0,0010	>99,5%
2	PFBs (acide perfluorobutanesulfonique)	< 0,0010	>99,5%
3	PFDA (acide perfluorodécanoïque)	< 0,0010	>99,5%
4	PFDODA (acide perfluorododecanoïque)	< 0,0050	>97,5%
5	PFDODS (acide Perfluorododecane sulfonique)	< 0,0050	>97,5%
6	PFDS (acide perfluorodécanesulfonique)	< 0,0050	>97,5%
7	PFHpA (acide perfluoroheptanoïque)	< 0,0010	>99,5%
8	PFHpS (acide perfluoroheptane sulfonique)	< 0,0050	>97,5%
9	PFHxA (acide perfluorohexanoïque)	< 0,0010	>99,5%
10	PFHxS (acide perfluorohexanesulfonique)	< 0,0010	>99,5%
11	PFNA (acide perfluorononanoïque)	< 0,0010	>99,5%
12	PFNS (acide perfluorononanesulfonique)	< 0,0050	>97,5%
13	PFOA (acide perfluorooctanoïque)	< 0,0010	>99,5%
14	PFOS (perfluorooctanesulfonique)	< 0,0010	>99,5%
15	PFPeA (acide perfluoropentanoïque)	< 0,0010	>99,5%
16	PFPeS (acide perfluoropentanesulfonique)	< 0,0010	>99,5%
17	PFTTrDA (acide perfluorotridecanoïque)	< 0,0050	>97,5%
18	PFTTrS / PFTTrDS (acide perfluorotridecanesulfonique)	< 0,0050	>97,5%
19	PFUDS (acide perfluoroundecane sulfonique)	< 0,0050	>97,5%
20	PFUnDA (acide perfluoroundecanoïque)	< 0,0050	>97,5%

Tests exécutés en interne en conditions réelles (pression 2 bars, débit 2 L/min).
 L'analyse des échantillons a été réalisé par le laboratoire IANESCO, accrédité COFRAC, conformément à la directive EDCH sur les 20 PFAS réglementés. Nos filtres Culligan neufs affichent une performance d'adsorption >97,5% et >99,5% selon la molécule, sur une solution initiale concentrée à 0,2 µg/L. Nos filtres Culligan neutralisent les PFAS en dessous du seuil de détection du laboratoire fixé selon la molécule à 0,0010 µg/l ou 0,0050 µg/l.

Water you love.TM *